

FICHE TECHNIQUE

Référence	141541
Désignation	Boite en polypropylène



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à – 90 °C
- ✓ Pour 144 microtubes PCR de 0.2 ml
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus
- ✓ Couvercle opacifiant noir (protection à la lumière)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : noir
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 32 mm

Unité de vente :

1 Boite
