


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141542
<b>Désignation</b>	Boite en polypropylène



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à - 90 °C
- ✓ Pour 100 microtubes
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 37 mm
- ✓ Diamètre : 11 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---

