

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141545
<b>Désignation</b>	Boîtes de congélation



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour congélation jusqu'à -90°C
- ✓ Couvercle transparent coiffant
- ✓ Croisillons inclus
- ✓ Autoclavables
- ✓ Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 130 x 130 x 37 mm (133 x 133 mm avec couvercle)
- ✓ Pour 100 microtubes 0,5 ml coniques ou à vis
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

1 Boîte

---