

FICHE TECHNIQUE

Référence	141561
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Cryoboîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 100 (10x10) microtubes
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Marquage par grille alpha-numérique sur couvercle sur rebords externes, détrompeur sur le couvercle et un côté de la boîte, indication n° de la boîte et date

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 136 x 136 x 52 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation
