

FICHE TECHNIQUE

Référence	141562
Désignation	Cryoboites



Description :

- ✓ Cryoboîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 100 microtubes
- ✓ Marquage complet
- ✓ Grille alphanumérique sur le couvercle sur les rebords externes de la boîte
- ✓ Détrompeur sur le couvercle et un côté de la boîte
- ✓ Indication N° de la boîte et date pour une meilleure visualisation des données
- ✓ Dimensions : 75 x 136 x 136 mm

Unité de vente :

1 Boite
