

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Référence</b>   | 141579        |
| <b>Désignation</b> | Rack vertical |



### Description :

- ✓ 30 x 2 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 180 x 133 x 606 mm
- ✓ Dimension intérieures : 86 x 128 x 18 mm

### Unité de vente :

1 Rack

---