

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------|
| Référence | 141623 |
| Désignation | Rack vertical |



Description :

- ✓ 7 x 2 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 180 x 133 x 335 mm
- ✓ Dimension intérieures : 86 x 128 x 45 mm

Unité de vente :

1 Rack
