


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141647
<b>Désignation</b>	Rack vertical



---

### Description :

- ✓ 11 x 2 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 180 x 133 x 611 mm
- ✓ Dimension intérieures : 86 x 128 x 53 mm

### Unité de vente :

1 Rack

---