


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141655
<b>Désignation</b>	Rack vertical



### Description :

- ✓ 9 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques et DeepWells
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 91 x 133 x 546 mm
- ✓ Dimension intérieures : 86 x 128 x 58 mm

### Unité de vente :

1 Rack

---