


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------|
| Référence | 141658 |
| Désignation | Rack vertical |



Description :

- ✓ 12 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques et DeepWells
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 91 x 133 x 726 mm
- ✓ Dimension intérieures : 86 x 128 x 58 mm

Unité de vente :

1 Rack
