

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Référence | 141839 |
| Désignation | Etagère de stockage |



Description :

- ✓ 7 x 7 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 138 x 618 x 159 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 86 x 128 x 18 mm

Unité de vente :

1 Etagère
