

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141863
<b>Désignation</b>	Etagère de stockage



---

### Description :

- ✓ 3 x 13 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures : 138 x 294 x 340 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 86 x 128 x 18 mm

### Unité de vente :

1 Etagère

---