


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141881
<b>Désignation</b>	Etagère de stockage



---

### Description :

- ✓ 6 x 7 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 552 x 184 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 18 mm

### Unité de vente :

1 Etagère

---