

FICHE TECHNIQUE

Référence	141887
Désignation	Etagère de stockage



Description :

- ✓ 6 x 13 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 552 x 340 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 18 mm

Unité de vente :

1 Etagère
