

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141931
<b>Désignation</b>	Etagère de stockage



### Description :

- ✓ 6 x 11 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 532 x 337 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 26 mm

### Unité de vente :

1 Etagère

---