

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Référence | 141932 |
| Désignation | Etagère de stockage |



Description :

- ✓ 6 x 12 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 532 x 368 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 26 mm

Unité de vente :

1 Etagère
