

FICHE TECHNIQUE

Référence	141935
Désignation	Etagère de stockage



Description :

- ✓ 7 x 8 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 618 x 246 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 26 mm

Unité de vente :

1 Etagère
