

FICHE TECHNIQUE

Référence	142038
Désignation	Etagère de stockage



Description :

- ✓ 4 x 7 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 360 x 348 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 45 mm

Unité de vente :

1 Etagère
