

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142054
<b>Désignation</b>	Etagère de stockage



---

### Description :

- ✓ 8 x 7 étages de stockages
- ✓ Pour microplaques (1 microplaque en hauteur)
- ✓ Etagère ouverte au niveau des côtés
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Dimensions extérieures (L x P x H) : 138 x 704 x 348 mm
- ✓ Dimensions intérieures (L x P x H) : 86 x 128 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Etagère

---