

FICHE TECHNIQUE

Référence	142240
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86 x 128 x 58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, fond de tiroir fermé
- ✓ 5 tiroirs pour 5 x 8 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (lxpxH) : 138 x 704 x 314 mm

Unité de vente :

1 Etagère