

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	142241
<b>Désignation</b>	Etagère ouverte



### Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86 x 128 x 58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir fermé
- ✓ 3 tiroirs pour 3 x 3 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (l x p x H) : 138 x 294 x 200 mm

### Unité de vente :

1 Etagère