

FICHE TECHNIQUE

Référence	142242
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86 x 128 x 58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir fermé
- ✓ 4 tiroirs pour 4 x 3 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (l x p x H) : 138 x 294 x 266 mm

Unité de vente :

1 Etagère