

FICHE TECHNIQUE

Référence	142245
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86x128x58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir fermé
- ✓ 4 tiroirs pour 4 x 4 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (lpxH) : 138 x 380 x 266 mm

Unité de vente :

1 Etagère