

FICHE TECHNIQUE

Référence	142249
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86x128x58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir ferme
- ✓ 5 tiroirs pour 5 x 5 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (l x p x H) : 138x466x332 mm

Unité de vente :

1 Etagère