

FICHE TECHNIQUE

Référence	142250
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86x128x58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir ferme
- ✓ 3 tiroirs pour 3 x 6 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (lpxH) : 138 x 552 x 200 mm

Unité de vente :

1 Etagère