

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	142254
<b>Désignation</b>	Etagère ouverte



### Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86x128x58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir ferme
- ✓ 4 tiroirs pour 4 x 7 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (lpxH) : 138 x 638 x 266 mm

### Unité de vente :

1 Etagère