

FICHE TECHNIQUE

Référence	142255
Désignation	Etagère ouverte



Description :

- ✓ Inserts d'armoire pour plaques de microtitration jusqu'à 86x128x58 mm
- ✓ Design ouvert, poignée, avec butée d'arrêt, fond de tiroir ferme
- ✓ 5 tiroirs pour 5 x 7 microplaques
- ✓ Acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (lpxH) : 138 x 638 x 332 mm

Unité de vente :

1 Etagère