


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142383
<b>Désignation</b>	Boite en carton



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Avec compartiments (3 x 3)
- ✓ Pour tubes 15 ou 50 ml
- ✓ Recouvert d'un film plastifié

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : vert
- ✓ Dimensions : 122 x 122 x 128 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---