

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Référence | 142388 |
| Désignation | Boite en carton |



Description :

- ✓ En carton
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Sans compartiments
- ✓ Pour tubes 15 ou 50 ml
- ✓ Recouvert d'un film plastifié

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 122 x 122 x 128 mm

Unité de vente :

1 Boite
