

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Référence</b>   | 142413          |
| <b>Désignation</b> | Boite en carton |



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Sans compartiments
- ✓ Pour tubes 15 ou 50 ml

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 122 x 237 x 128 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---