

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142437
<b>Désignation</b>	Séparateur en carton



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour 36 tubes (6 x 6 tubes) de 15 ou 50 ml
- ✓ Pour boîte de hauteur 128 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 148 x 287 x 90 mm
- ✓ Diamètre : 22 mm / cellule

### Unité de vente :

1 Séparateur

---