

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142468
<b>Désignation</b>	Boite en carton



---

### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour 200 tubes (10 x 20 tubes)
- ✓ Pour tubes divers hauteur  $\leq$  50 mm
- ✓ Séparateur pré-montés

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : vert
- ✓ Dimensions : 133 x 257 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---