


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Référence | 142650 |
| Désignation | Boite en polypropylène |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à - 90 °C
- ✓ Pour 81 cryotubes de 2 ml
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 50 mm

Unité de vente :

1 Boite
