


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142658
<b>Désignation</b>	Boite en polypropylène



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à  $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ Pour 81 cryotubes de 2 ml
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : vert
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---