


## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Référence</b>   | 142659                 |
| <b>Désignation</b> | Boite en polypropylène |



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à  $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ Pour 81 cryotubes de 2 ml
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---