


FICHE TECHNIQUE

Référence	142662
Désignation	Boite en polypropylène



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ Pour 81 cryotubes de 2 ml
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus
- ✓ Couvercle noir opacifiant inclus (protection à la lumière)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : noir
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 50 mm

Unité de vente :

1 Boite
