


FICHE TECHNIQUE

Référence	142698
Désignation	Boîtes pour congélation



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour microtubes PCR et tubes jusqu'à 50 ml
- ✓ Pour congélation jusqu'à -90°C
- ✓ Couvercle transparent coiffant
- ✓ Croisillons inclus
- ✓ Autoclavables
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Capacité tubes : 25 (5 x 5) – tubes Ø 16,6 mm
- ✓ Dimensions (L x l x h avec couvercle) : 130 x 130 x 105 mm

Unité de vente :

1 Boîte