


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Référence | 142706 |
| Désignation | Boite en polypropylène |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Congélation jusqu'à - 90 °C
- ✓ Pour 25 tubes (diamètre ≤ 16.6 mm)
- ✓ Autoclavable
- ✓ Croisillon inclus

Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : noir
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 105 mm

Unité de vente :

1 Boite
