


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142719
<b>Désignation</b>	Boîte en polypropylène



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour congélation jusqu'à -80 °C
- ✓ Autoclavable
- ✓ Sans compartiments
- ✓ Couvercle noir opacifiant inclus (protection à la lumière)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : noir
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 52 mm

### Unité de vente :

1 Boîte

---