


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	142731
<b>Désignation</b>	Séparateur en plastique



### Description :

- ✓ En plastique
- ✓ Pour 49 tubes (7 x 7 tubes)
- ✓ Pour boîte hauteur  $\geq$  30 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 30 mm
- ✓ Diamètre : 18 mm / cellule

### Unité de vente :

1 Séparateur

---