

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	1440090B
<b>Désignation</b>	Papiers filtre qualitatifs



### Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée
- ✓ Teneur en cendres 0,007 %
- ✓ Application : précipités fins tels que magnésium, ammonium, phosphates
- ✓ Grade : 13
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Gamme de rétention : 5 - 8  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 84 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,16 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 50 secondes
- ✓ Diamètre : 90 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---