

FICHE TECHNIQUE

Référence	1440240B
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée
- ✓ Teneur en cendres 0,007 %
- ✓ Application : précipités fins tels que magnésium, ammonium, phosphates
- ✓ Grade : 13
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Gamme de rétention : 5 - 8 μm
- ✓ Grammage : 84 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,16 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 50 secondes
- ✓ Diamètre : 240 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
