

FICHE TECHNIQUE

Référence	1442090B
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée
- ✓ Teneur en cendres 0,007 %
- ✓ Application : conditions de filtrations difficiles telles que sulfate de barium froid, acide méthanique, oxyde cuivreux
- ✓ Grade : 15
- ✓ Vitesse de filtration : très lente
- ✓ Gamme de rétention : 2 - 3 μm
- ✓ Grammage : 84 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,14 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 180 secondes
- ✓ Diamètre : 90 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
