

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	1442110B
<b>Désignation</b>	Papiers filtre qualitatifs



### Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée
- ✓ Teneur en cendres 0,007 %
- ✓ Application : conditions de filtrations difficiles telles que sulfate de barium froid, acide métasanique, oxyde cuivreux
- ✓ Grade : 15
- ✓ Vitesse de filtration : très lente
- ✓ Gamme de rétention : 2 - 3  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 84 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,14 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 180 secondes
- ✓ Diamètre : 110 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---