

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	1442150
<b>Désignation</b>	Papiers filtre qualitatifs



### Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Teneur en cendres 0,007 % maximum
- ✓ Grade : 42
- ✓ Vitesse de filtration : lente
- ✓ Gamme de rétention : 2.5 µm
- ✓ Grammage : 100 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 200 µm
- ✓ Diamètre : 150 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre