

FICHE TECHNIQUE

Référence	144243
Désignation	Portoir pour cuves 36 tubes diamètre 16 mm



Description :

- ✓ Capacité : Pour 36 tubes \varnothing 16 mm
- ✓ Nombre portoir pour cuve 5 l : 1; 12 l : 2; 18 l : 4; 26 l : 4; 34 l : 6; cuve Dual (SAP uniquement) : 1 + 2
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Origine : Union Européenne

Unité de vente :

1 Portoir