

FICHE TECHNIQUE

Référence	144755
Désignation	Bain Marie Grant Sub Aqua Pro 18



Description :

- ✓ Pour les applications les plus précises (pharma, biotech, santé et industrie).
- ✓ Fonctions: Minuteur, alarme de température, mémoire (Set & Forget), contrôle avancé et précis de la température (y compris en intervalles pré-définis).
- ✓ Protection contre chauffage à vide (Boil Dry) et fonction Dry Start programmable à l'avance
- ✓ Livré avec plateau de base inox, couvercle en PC transparent et robinet d'écoulement
- ✓ Garantie 3 ans (<http://www.grantinstruments.com/support/warranty/>)
- ✓ Certifié CE

Données Techniques :

Capacité (L)	18
Dimensions externes l x p x h (mm)	335 x 590 x 275
Dimensions internes l x p x h (mm)	290 x 495 x 115
Poids Net / Brut (kg)	9 / 11
Gamme de Températures (°C)	(Ambiante + 5°C) à 99°C
Résolution (affichage & réglage)	0,1°C
Stabilité (DIN 12876) à 70°C	± 0,2°C
Affichage & réglage de température	Digital, LED
Conditions d'Utilisation	
Température	5 – 40°C
Humidité relative max	80% RH jusqu'à 31°C, puis 50% à 40°C
Altitude max	2000 m
Minuterie, avec alarme sonore	1-999min
Alimentation électrique (Tension, Freq)	230V ; 50-60Hz
Consommation électrique (W)	1050
Sécurité, en cas de surchauffe	oui

Unité de vente : 1 bain à sec