

FICHE TECHNIQUE

Référence	144761
Désignation	Bain-marie JB Nova 18



Description :

- ✓ Bain-marie Grant-Bio livré avec plateau de base, couvercle en polycarbonate transparent et robinet d'écoulement
- ✓ Fonctions : alarme, mémoire, verrouillage du panel frontal, Dry Start et Run Dray Protection

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 18 litres
- ✓ Température : ambiante +5°C à +95°C
- ✓ Résolution : 0,5°C
- ✓ Stabilité : $\pm 0,5$ (DIN 12876-3@70°C)
- ✓ Puissance : 1,4 kW – Tension 230 V (50-60 Hz)
- ✓ Dimensions ext. (h x p x l) : 275 x 335 x 500 mm
- ✓ Dimensions int. (h x p x l) : 115 x 290 x 495 mm

Unité de vente :

1 Bain-marie