

FICHE TECHNIQUE

Référence	1454150B
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ En cellulose
- ✓ Teneur en cendres 0,06 %
- ✓ Application : analyses de solutions acides ou filtration sous haute pression
- ✓ Grade : 151
- ✓ Gamme de rétention : 12 - 15 μm
- ✓ Grammage : 84 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,20 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 10 secondes
- ✓ Diamètre : 150 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
