

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	1454240B
<b>Désignation</b>	Papiers filtre qualitatifs



---

### Description :

- ✓ En cellulose
- ✓ Teneur en cendres 0,06 %
- ✓ Application : analyses de solutions acides ou filtration sous haute pression
- ✓ Grade : 151
- ✓ Gamme de rétention : 12 - 15  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 84 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,20 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 10 secondes
- ✓ Diamètre : 240 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---